

## Kontroll av renheten hos luft från kompressorsystem

Sjukhus: \_\_\_\_\_ Dragningschema: \_\_\_\_\_

Luftprov taget för att fastställa kvaliteten på tillverkad medicinsk luft enl. C.3.12.  
Se bifogat analyscertifikat.

Identifikation provade gasuttag	Daggpunkt ≤ +2 °C	Oxygen 20,4 - 21.4%	CO <sub>2</sub> ≤ 500 ppm	CO ≤ 5 ppm	Olja * ≤ 0,3 mg/Nm <sup>3</sup>	Kväveoxider ** ≤ 2 ppm	SO <sub>2</sub> ≤ 1 ppm

\*) inklusive flyktiga kolväten

\*\*\*) NO + NO<sub>2</sub>

Använt kontrollinstrument: \_\_\_\_\_

### Representant för installatören

Befattning: \_\_\_\_\_ Namnteckning: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Namnförtydligande \_\_\_\_\_

### Besiktningsman

Befattning: \_\_\_\_\_ Namnteckning: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Namnförtydligande: \_\_\_\_\_